

# KATALOG

## ZDRAVOTNÍCH, KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK



Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk  
(ve dvoře u Městské policie)

Tel: 412 384 745

E-mail: [reditel@charitarumburk.cz](mailto:reditel@charitarumburk.cz)

Web: [www.charitarumburk.cz](http://www.charitarumburk.cz)

## **Vážené dámy a pánové, zájemci o zapůjčení kompenzačních**

právě jste otevřeli Katalog pomůcek, které má ve svém depozitu Charita Rumburk. Tento katalog slouží jako přehled pro Vás, potencionální zájemce o zapůjčení některé z pomůcek. Zda je pomůcka momentálně k dispozici zjistíte dotazem na emailovou adresu či zavoláním na telefonní číslo. Zjistíte zde, jaké pomůcky nabízíme, jejich základní charakteristiku a účel použití.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat odpovědné pracovníky Charity Rumburk (kontakty viz níže), kteří Vám mohou erudovaně poradit při výběru vhodné pomůcky. Dále Vám také sdělí výši úhrady za zapůjčené pomůcky (zdarma), za sepsání zápůjční smlouvy a další potřebné informace.

### **Charita Rumburk – kontaktní osoby a místo zapůjčení pomůcek**

Bc. Pavla Brodinová, DiS  
vedoucí občanské poradny

Tel: 412 384 745

E-mail: [op@charitarumburk.cz](mailto:op@charitarumburk.cz)

Martina Škodová, DiS.  
ředitel

Tel: 412 384 744

E-mail: [reditel@charitarumburk.cz](mailto:reditel@charitarumburk.cz)

Budova Charity Rumburk (ve dvoře u Městské policie)

Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk

Web: [www.charitarumburk.cz](http://www.charitarumburk.cz)

Věříme, že tento katalog usnadní Váš výběr pomůcek, které by Vám mohly usnadnit Vaši nelehkou situaci.

## Obsah

PŮJČOVNA POMŮCEK.....	4
Půjčovna zdravotních, kompenzačních pomůcek .....	5
Nabídka pomůcek .....	5
Doprava pomůcky .....	6
Jak si sjednat zápůjčku.....	6
Výpůjční řád .....	7
Budoucí rozvoj.....	8
Přílohy .....	8
<input type="checkbox"/> ARIS 3 pojízdná sedačka pro postižené děti (7-15) .....	9
<input type="checkbox"/> Mechanický invalidní vozík C54 .....	10
<input type="checkbox"/> Mechanický invalidní vozík Mobiflex .....	11
<input type="checkbox"/> Čtyřkolové chodítko 286i.....	12
<input type="checkbox"/> Mechanický invalidní vozík Genemax .....	13
<input type="checkbox"/> Siv RL Smart čtyřkolové chodítko .....	14
Berla dřevěná podpažní .....	15
Berle francouzská duralová předloketní.....	16
Berle francouzská duralová předloketní.....	17
Berle francouzská duralová předloketní.....	18
Berle francouzská duralová předloketní.....	19
Sedačka do vany Thuasne V1214520 .....	20
Sedačka do sprchy AQUATEC .....	21
Koupelnová židle s opěrkou zad a madly, výškově nastavitelná.....	22
Toaletní křeslo.....	23
Toaletní křeslo.....	24
Polohovací lůžko elektrické Burmeier .....	25
Polohovací lůžko elektrické Burmeier .....	27
Magnetický rotoped TC 1520.....	29

# PŮJČOVNA POMŮCEK

## Cíl služby

Cílem této služby je přispět prostřednictvím zapůjčení vhodných pomůcek ke zvládnání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí pro neformální pečovatele.

## Co nabízíme

- Poradenství ve výběru vhodné pomůcky
- Zapůjčení kompenzačních, didaktických a rehabilitačních pomůcek- bezplatně
- Vysvětlení a zaučení v používání vybrané pomůcky

## Komu půjčujeme

Všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít, rodinným příslušníkům k usnadnění péče o jejich blízké, osobám se zdravotním postižením atd.

## Působnost

Šluknovský výběžek – klíčové obce a města: Šluknov, Rumburk, Varnsdorf, Jiříkova, Krásná Lípa, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Dolní a Horní Podluží, Lobendava, Lipová, Vilémov, Rybniště, Velký Šenov, Staré Křečany

# Půjčovna zdravotních, kompenzačních pomůcek

Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních službách.

Půjčovna neslouží k trvalému zapůjčení pomůcek, slouží k zapůjčení pomůcek na nezbytně nutnou dobu, než uživatel (nájemce) získá svou pomůcku hrazenou z příspěvku nebo z vlastních prostředků. Uživatel (nájemce) se musí zavázat, že se bude řídit [Výpůjčním řádem kompenzačních pomůcek](#).

## Nabídka pomůcek

V současné době máme k dispozici tyto pomůcky:

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY			
Číslo přílohy	Pomůcka	Vratná záloha	Jednorázový poplatek
<a href="#">KOMPENZAČNÍ POMŮCKY</a>			
01.	<a href="#">ARIS 3 pojízdná sedačka pro postižené děti</a> (7-15let)	1000	0
02.	<a href="#">Mechanický invalidní vozík C54</a> (nosnost 100kg)	0	0
03.	<a href="#">Mechanický invalidní vozík Mobiflex</a> (nosnost 100kg)	0	0
04.	<a href="#">Chodítko čtyřkolové 286i</a> (nosnost 130kg)	0	0
05.	<a href="#">Mechanický invalidní vozík Genemax</a> (nosnost 100 kg)	0	0
06.	<a href="#">Chodítko čtyřkolové SMART</a> (nosnost 136 kg)	0	0
07.	<a href="#">Berla dřevěná podpažní</a> (výška 120-137 cm)	0	0
08.	<a href="#">Berle francouzské předloketní</a> (výška 77-97 cm)	0	0
09.	<a href="#">Berle francouzské předloketní</a> (výška 71-94 cm)	0	0
10.	<a href="#">Berle francouzské předloketní</a> (výška 86-98 cm)	0	0
11.	<a href="#">Berle francouzské předloketní</a> (výška 77-98 cm)	0	0
12.	<a href="#">Sedačka do vany Thuasne V1214520</a> (do 110 kg)	0	0
13.	<a href="#">Sedačka do sprchy AQUATEC</a> (do 135 kg)	0	0
14.	<a href="#">Koupelnová židle s opěrkou zad a madly, výškově nastavitelná</a> (do 136 kg)	0	0
15.	<a href="#">Toaletní křeslo</a> (do 175 kg)	0	0
16.	<a href="#">Toaletní křeslo</a> (do 130 kg)	0	0
17.	<a href="#">Polohovací lůžko elektrické</a> (do 145 kg uživatele)	1000	0
18.	<a href="#">Polohovací lůžko elektrické</a> (do 145 kg uživatele)	1000	0
19.	<a href="#">Magnetický rotoped TC1520</a>	0	0

20.	<a href="#">WC nástavec měkčený</a> (nosnost 185 kg)	0	0
21.	<a href="#">Čtyřkolové pevné chodítko</a> (nosnost 125 kg)	0	0

## Doprava pomůcky

Dopravu si nájemce zajišťuje sám. Ve výjimečných případech můžeme zajistit dopravu kompenzační pomůcky na adresu určenou nájemcem. Cena za dopravu je **15 Kč/km**. Uživatel (nájemce) hradí cenu za km z pracoviště, kde je pomůcka k dispozici do místa, které je uvedeno ve smlouvě a zpět.

## Jak si sjednat zápůjčku

1. Z nabídky si vyberte požadovanou pomůcku.
2. Telefonicky, emailem nebo osobně kontaktujte příslušného vedoucího pracoviště, se kterým dohodnete termín předání a další podmínky k sepsání smlouvy o výpůjčce .
3. V dohodnutém termínu si můžete požadovanou kompenzační pomůcku vyzvednout. Rezervujte si dostatek času, neboť než si pomůcku převeźmete, sepíše s Vámi vedoucí pracoviště smlouvu o zapůjčení a názorně předvede manipulaci a způsob použití kompenzační pomůcky, vyžaduje-li to její složitost, je Vám povinen dále předat i návod k jejímu použití.  
*Tip: Nezapomeňte občanský průkaz!*
4. Rovněž při vrácení kompenzační pomůcky si rezervujte dostatek času na její řádné předání, neboť bude sepsán Protokol o vrácení kompenzační pomůcky, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Pomůcky se půjčují na základě písemné „Smlouvy o výpůjčce“ s uživatelem.

- Zapůjčování pomůcek se řídí pořadníkem, který vede organizace v případě zvýšené poptávky.
- Výpůjční lhůta je 12 měsíců s možností prodloužení po předešlé domluvě s ředitelem, který toto vyznačí do již uzavřené smlouvy a přiloží obě strany své podpisy.
- S uzavřením smlouvy je uživatel povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 200Kč. Pravidla pro půjčování pomůcek jsou popsány ve výpůjčním řádu.

## Výpůjční řád

Platný výpůjční řád je vždy přiložen ke Smlouvě.

1. Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek (dále jen půjčovna) je jednou z doplňkových činností sociálních služeb, které Charita Rumburk poskytuje. Je určena občanům Šluknovského výběžku.
2. Pomůcky se půjčují na základě písemné „Smlouvy o zapůjčení kompenzační, rehabilitační a didaktické pomůcky“ (dále jen Smlouva) s klientem. Součástí smlouvy o výpůjčce je i Výpůjční řád. Smlouva je vydána ve dvou stejnopisech, jeden zůstává na pracovišti a druhý obdrží klient.
3. Před zapůjčením je každý klient proškolen, jak se zapůjčenou pomůckou zacházet.
4. Půjčovna má k dispozici pro zájemce o službu vzor smlouvy o výpůjčce, výpůjční řád a „Seznam pomůcek k zapůjčení“ jak v kanceláři služby, tak i na [www.charitarumburk.cz](http://www.charitarumburk.cz).
5. Každá pomůcka je označena evidenčním číslem, pod kterým je na pracovišti služby evidována. Veškeré pomůcky jsou majetkem Charity Rumburk.
6. Pověřený pracovník je povinen seznámit zájemce o zapůjčení pomůcky s tímto řádem, obsahem Smlouvy a informacemi o možnosti využití pomůcky, o kterou má zájem.
7. O zapůjčení pomůcek rozhoduje pověřený pracovník, řídí se pořadníkem, který organizace vede. Na zapůjčení pomůcky není právní nárok.
8. Výpůjční lhůta je stanovena ve Smlouvě. Výpůjční lhůta je maximálně 12 měsíců s možností prodloužení.
9. Maximální výpůjční lhůtu lze prodloužit, pokud klient s pomůckou nakládá s péčí dobrého hospodáře, pomůcku prokazatelně využívá, a to na základě vyhotovení a podepsání nové Smlouvy. Každá uzavřená Smlouva má platnost 1 rok od data jejího podpisu.
10. Pomůcka je klientovi zapůjčena bezplatně. S uzavřením Smlouvy je klient povinen uhradit manipulační poplatek ve výši 200 Kč., vždy při podpisu Smlouvy.
11. K podpisu nové Smlouvy vyzve klienta pověřený pracovník vždy po uplynutí 12 měsíců.
12. Pověřený pracovník má právo kontrolovat technický stav a využívání pomůcky klientem max. 2x ročně.
13. Charita Rumburk si vyhrazuje právo vyžádat vrácení pomůcky před uplynutím výpůjční doby, pokud pomůcka není využívána nebo se klient neřídí pravidly výpůjčního řádu.
14. Pověřený pracovník je povinen předat pomůcku ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Při zapůjčení pomůcky, u které je nutné zachovat zvláštní pravidla při užívání, pověřený pracovník služby klienta proškolí. Podpisem Smlouvy klient potvrzuje, že byl o používání pomůcky poučen.
15. Pověřený pracovník vede a průběžně aktualizuje pořadník zájemců o zapůjčení pomůcky, seznam pomůcek, které jsou aktuálně k zapůjčení a seznam zapůjčených pomůcek včetně dat zapůjčení.
16. Klient nese veškerou odpovědnost za závady, poškození, ztráty a jiné újmy na věci (pomůcky), která je zapůjčena. Nesmí zapůjčenou pomůcku přenechat k užívání jiné osobě.
17. Pokud si klient zapůjčí pomůcku elektronickou, která vyžaduje pravidelnou roční revizi a údržbu motorů a mechanismů, pak přispěje poměrnou částkou, dle doby zapůjčení, na tuto placenou službu. Předběžná cena bude sjednána ve Smlouvě, dle aktuálních cen těchto služeb. Pokud končí platnost takového

revize v průběhu zápůjční Smlouvy, pak je klient povinen zapůjčenou pomůcku v předstihu přivést do organizace, která revizi zajistí. Nebo je možné se domluvit, že revize bude provedena u klienta. Porušením této povinnosti klientem se pokládá za vážné porušení Smlouvy, které může vést k jejímu ukončení. Revizní zprávy jsou uloženy v kanceláři služby s možností nahlédnutí, nebo jsou přímo vyznačeny na pomůcce.

18. Zjistí-li klient závady na pomůckách, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit pověřenému pracovníkovi služby. Ten zahájí individuální jednání s klientem a rozhodne o výši úhrady škody. Klient je povinen toto rozhodnutí respektovat a uhradit tak finanční částku nutnou na opravu poškozené pomůcky, v případě ztráty či úplného zničení finanční částku na zakoupení pomůcky nové/repasované. Pracovník služby o tomto jednání a rozhodnutí vede písemný záznam. V odůvodněných případech může služba od požadavku na náhradu škody ustoupit.
19. Při vrácení pomůcky pověřený pracovník služby pomůcku zkontroluje a zapíše její navrácení a stav, při čemž obě zúčastněné strany navrácení a stav vrácené pomůcky stvrzují svými podpisy. O tom rozhoduje ředitel organizace.
20. Stížnosti a podněty jsou vyřizovány dle metodiky služby OBČANSKÁ PORADNA RUMBURK.

## Budoucí rozvoj

Tato nabídka pomůcek však nemůže uspokojit plně poptávku ze strany spoluobčanů. Proto je naším cílem během příštích let rozšířit nabídku pomůcek. Naším cílem není zisk, ale především zlepšení kvality života a soběstačnosti co nejdéle v domácím prostředí. Půjčovna dokáže rychle reagovat na náhlé situace (např. po úrazech, při propuštění z nemocnice), kdy lidé potřebují pomůcku okamžitě, ale ještě nemají vyřízené schválení od zdravotní pojišťovny, či jim chybí finanční prostředky na zakoupení potřebné pomůcky. Pomáhá tak překonávat bariéry, usnadňuje fyzicky i psychicky náročnou péči, kterou zpravidla zajišťují rodinní příslušníci a pomáhá předcházet jejich přetížení.

Rovněž bychom chtěli nabídku rozšířit, např. o elektrický vozík, antidekubitní podložky a další zařízení a pomůcky. Pomůcky přijmeme i darem, což má hned několik klíčových výhod:

- Maximalizuje se tak užitek a životnost pomůcky (zpravidla je zapotřebí jen dočasně)
- Podpoříte ekologický a udržitelný přístup (prodlouží se životní cyklus výrobku a snižuje se množství odpadu)
- Daňová výhoda (organizace je veřejně prospěšná a tak v některých případech se dá hodnota daru odečíst ze základu daně z příjmu)
- Podpora komunitních a sociálních služeb (pro komunitu je cennější rozšířit fond dostupných pomůcek, než jednorázový prodej za bazarovou cenu).

## Přílohy

## ☐ **ARIS 3 pojízdná sedačka pro postižené děti (7-15)**

- Je určena pro děti ve věku 7 – 15 let s postižením páteře, horních i dolních končetin, s tělesným i mentálním postižením, s DMO apod.
- Umožňuje plynulé nastavení sklonu opěradla, délky sedáku, výšky opěrek a podpěry pro nohy podle věku a výšky dítěte.
- Sedačka je plně uzpůsobená k vykonávání hygienických potřeb
- Vyrobená z kvalitního dřeva s nezávadným ochranným nátěrem, všechny části jsou omyvatelné.
- Sedák a opěradlo jsou měkce čalouněny a potaženy omyvatelnou koženkou, některé části mají textilní návleky.
- Dvě hlavové a dvě bederní opěrky, abdukční klín, čtyřbodová upínací vestička, popruhy na uchycení nohou a nočník jsou součástí sedačky.
- K dispozici je i pracovní plocha
- Sedačku lze výškově nastavit

### Technické údaje

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • Výška sedáku           | 480 mm       |
| • Délka sedáku           | 250 – 400 mm |
| • Šířka sedáku           | 400 mm       |
| • Výška opěradla         | 660 mm       |
| • Rozměr pracovní plochy | 400 x 700 mm |
| • Délka opěrek nohou     | 230 – 400 mm |
| • Celková šířka          | 510 mm       |
| • Sklon sedáku           | 5°           |
| • Sklon opěradla         | 7 – 55°      |
| • Nosnost                | 70 kg        |
| • Hmotnost               | 14 kg        |





## Mechanický invalidní vozík C54

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Mechanický invalidní vozík C54 je stabilní, lehce ovladatelný a vhodný pro každodenní použití v interiéru i exteriéru. Tento invalidní vozík s brzdami pro doprovod je vhodný pro imobilní pacienty a osoby se sníženou pohyblivostí. Jeho konstrukce umožňuje snadné skládání a transport, což usnadňuje manipulaci doma i při cestování.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Sedák a opěrka:** Polstrované s omyvatelným potahem, nastavení výšky a úhlu sedu
- **Kola:** Zadní velká kola s ručním pohonem, přední otočná pro lepší manévrovatelnost
- **Brzdy:** Rámové brzdy ovládané uživatelem
- **Opěrky:** Odnímatelné područky, sklopné stupačky
- **Skládací:** vozík lze lehce složit zvednutím za podsedek
- přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin

### Parametry:

Výška vozíku: 90–95 cm

Šířka vozíku: 65 cm (složený 32 cm)

Délka vozíku: 80 cm (bez odnímatelných stupaček)

Šířka sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 42 cm

Výška sedu: 50–55 cm

Délka stupaček: 34 cm

Hmotnost vozíku: 19 kg

Nosnost vozíku: 100 kg

Barevné provedení: vínová

**Indikace použití:** Určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu, které potřebují mechanickou podporu při přesunu, samostatném pohybu nebo jako pomůcka při péči.

**Možnost úhrady:** Pomůcka může být předepsána lékařem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění – dle aktuálních pravidel úhrad VZP.

Výrobní č.: 022496/9808

Model: C54 44X43 GR

## ☐ **Mechanický invalidní vozík Mobiflex**

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Invalidní vozík s transportní funkcí je pomocné zařízení pro osoby, které mají problémy se samostatným pohybem a pro osoby s dysfunkcemi a pohybovými omezeními. **Určeno pro používání zejména ve vnitřních prostorech.** Lze jej **obsluhovat pouze s pomocí doprovázející osoby.** Zvláště se doporučuje pro osoby s pohybovými problémy způsobenými: ochrnutím, degenerací nebo deformací končetin, degenerací nebo poškozením kloubů, poškozením nebo amputací končetin, onemocněním srdce a cév, poruchami krevního oběhu.

Transportní vozík Mobiflex skvěle funguje jako doplňkový vozík, protože **se velmi snadno přepravuje a skladuje.** Je určen především **pro přesun pacienta,** nemělo by se tedy používat jako invalidní vozík pro každodenní dlouhodobé používání!!

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Sedák a opěrka:** Polstrované s omyvatelným potahem, nastavení výšky a úhlu sedu
- **Kola:** Zadní i přední malá, přední otočná pro lepší manévrovatelnou bez možnosti aretace
- **Brzdy:** Brzdy pro doprovod, bezpečnostní pás pro pacienta
- **Opěrky:** sklopná celostupačkastupačky
- **Skládací:** vozík lze lehko složit a převážet

### Parametry:

Šířka vozíku: **65 cm (složený 32 cm)**

**Délka vozíku: 80 cm (bez odnímatelné stupačky)**

Nosnost: 100 kg

Šířka sedu: 43 cm

Výška sedu: 56 cm

Zadní kola: 26 cm (plná)

Přední kola: 15 cm (plná)

Ruční brzda na rukojeti: 2 x

Podsedák: odnímatelný, kožený

**Výška sedáku od podlahy: 48 cm**

**Hmotnost: 11 kg**

Barevné provedení: modrá



## ☐ Čtyřkolové chodítko 286i

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Čtyřkolové skládací chodítko je vybaveno odnímatelným košem, plexisklovou zásuvkou, pohodlným sedátkem a držákem na berle.

Při jízdě lze použít brzdy/páčky na obou madlech (tahem současně nahoru), parkovací brzdy se aktivují stlačením těchto páček směrem dolů.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Sedák:** Plastové, omyvatelné
- **Kola:** Zadní i přední malá a plná, přední otočná pro lepší manévrovatelnou bez možnosti aretace
- **Brzdy:** Brzdy na madlech (jízdni a parkovací)
- **Opěrky:** bez opěrky
- **Skládací:** chodítko lze lehko složit a převážet

### Parametry:

- Šířka vozíku: 60 cm (složený 60 cm)
- Délka chodítka: 68cm (složený 27 cm)
- Nosnost: 130 kg
- Nosnost košíku: 8 kg
- Vzdálenost mezi rukojeti: 45,5 cm
- Šířka sedu: 42 cm
- Hloubka sedu: 16 cm
- Výška sedu: 56 cm
- Zadní kola: 19 cm (plná)
- Přední kola: 19 cm (plná)
- Brzdy: jízdni a parkovací
- Hmotnost: 9,85 kg (s košíkem a tácem)
- Barevné provedení: modrý rám



## **Mechanický invalidní vozík Genemax**

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Mechanický invalidní vozík GMP-7F 16“ (r. v.2016) je stabilní, lehce ovladatelný a vhodný pro každodenní použití v interiéru i exteriéru. Tento invalidní vozík s brzdami pro uživatele je vhodný pro imobilní pacienty a osoby se sníženou pohyblivostí. Jeho konstrukce umožňuje snadné skládání a transport, což usnadňuje manipulaci doma i při cestování.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Sedák a opěrka:** Polstrované s omyvatelným potahem, nastavitelná poloha opěrky (z pozice doprovodu-na řídítkách)
- **Kola:** Zadní velká kola s ručním pohonem, přední otočná pro lepší manévrovatelnost
- **Brzdy:** Rámové ovládané uživatelem
- **Opěrky:** pevné polstrované
- **Stupačky:** bez stupapaček
- **Skládací:** vozík lze lehce složit zvednutím za podsedeček
- přizpůsobení těžiště při amputaci dolních končetin



### Parametry:

Výška vozíku: 90–95 cm

Šířka vozíku: 65 cm (složený 32 cm)

Délka vozíku: 80 cm

Šířka sedu: 44cm

Hloubka sedu: 42 cm

Výška sedu: 50–55 cm

Délka stupaček: 34 cm

Hmotnost vozíku: 19 kg

Nosnost vozíku: 100 kg

Barevné provedení: modrá



**Indikace použití:** Určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu, které potřebují mechanickou podporu při přesunu, samostatném pohybu nebo jako pomůcka při péči.

**Možnost úhrady:** Pomůcka může být předepsána lékařem a hrazena z veřejného zdravotního pojištění – dle aktuálních pravidel úhrad VZP.

Výrobní č.: 00017130

Model: GMP-7F 16“



## Siv RL Smart čtyřkolové chodítko

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Čtyřkolové chodítko je ideální oporou při chůzi pro osoby s lehkou nestabilitou chůze, které potřebují stabilitu a jistotu při pohybu. Tento typ chodítka pro seniory umožňuje plynulou chůzi a snadné ovládání, přičemž je důležité, aby uživatel dokázal bezpečně manipulovat s brzdovým systémem.

Díky své konstrukci jsou čtyřkolová chodítka vybavena sedátkem pro odpočinek, což umožňuje pohodlné zastavení a relaxaci během chůze. Součástí je také síťová taška, kam lze uložit osobní věci či menší nákup. Skládací čtyřkolové chodítko je praktické pro přepravu a skladování, což usnadňuje jeho používání i mimo domov.

Pro maximální komfort je možné výškově nastavit madla, aby odpovídala potřebám uživatele. Čtyřkolové chodítko kombinuje stabilitu, pohodlí a praktičnost, což z něj činí ideální pomůcku pro seniory a osoby s omezenou pohyblivostí, které chtějí zůstat aktivní a nezávislí.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Sedák:** Látkový 45 x 25 cm
- **Kola:** gumová 30 x 170 mm
- **Brzdy:** Brzdy na madlech (jízdni a parkovací)
- **Opěrka:** zad látková
- **Skládací:** chodítko lze lehko složit a převážet (mechanismus zleva doprava)

### Parametry:

- Nosnost: 136 kg
- Hmotnost: 6,7 kg
- Taška na menší nákupy
- Šířka chodítka: 63 cm
- Hloubka chodítka: 66cm
- Výška: 83-96 cm
- Sedátko: 45 x 25 cm
- Výška sedu: 54 cm
- Brzdy: jízdni a parkovací
- Barevné provedení: modrý rám



## Berla dřevěná podpažní


K zapůjčení: 1 ks (1 pár)

### Popis produktu:

- Pohodlné čalounění zabezpečuje příjemnou oporu při chůzi
- Gumové zakončení zabezpečuje tiché použití

### Parametry:

- Nastavitelná výška od 120 cm do 137 cm
- Hmotnost berle: 850 g - 990 g
- Maximální hmotnost uživatele: 122 kg
- Univerzální orientace: levá/pravá



## Berle francouzská duralová předloketní

K zapůjčení: 2 ks (1pár)

### Popis produktu:

Francouzská berle s pevnou otevřenou předloketní manžetou a odrazovým sklíčkem na čelní části rukojeti. Gumové zakončení zabezpečuje tiché použití. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku vám může předepsat neurolog, ortoped, praktický lékař, rehabilitace, chirurg, revmatolog.

Berle je vhodná jako pooperační a poúrazová opora, při slabosti či nestabilitě, při ztrátě rovnováhy či artróze dolních končetin nebo degenerativním onemocnění dolní končetiny, pro nervosvalové poruchy/onemocnění.

**POZOR!!** Nepoužívat u pacientů, kteří váží nad 130 kg, nebo mají prokázánu alergii na některou složku části výrobku.

### Parametry:

- Nastavitelná výška: 77 cm - 97 cm
- Hmotnost berle: 570 g / ks
- Průměr opěrky: 8,5 cm
- Od držadla k opěrce 23 cm
- Gumový stahovací matice tlumící klapání berle
- Maximální hmotnost uživatele: 130 kg
- Barevné provedení: Modrá předloketní manžeta s červenou odrazkou
- Univerzální orientace: levá/pravá



## Berle francouzská duralová předloketní

K zapůjčení: 2 ks (1pár)

### Popis produktu:

Francouzská berle s pevnou otevřenou předloketní manžetou a odrazovým sklíčkem na čelní i zadní části rukojeti. Gumové zakončení zabezpečuje tiché použití. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku vám může předepsat neurolog, ortoped, praktický lékař, rehabilitace, chirurg, revmatolog.

Berle je vhodná jako pooperační a poúrazová opora, při slabosti či nestabilitě, při ztrátě rovnováhy či artróze dolních končetin nebo degenerativním onemocnění dolní končetiny, pro nervosvalové poruchy/onemocnění.

**POZOR!!** Nepoužívat u pacientů, kteří váží nad 130 kg, nebo mají prokázánu alergii na některou složku části výrobku.

### Parametry:

- Nastavitelná výška: 71 cm - 94 cm
- Hmotnost berle: 570 g / ks
- Průměr opěrky: 8 cm
- Od držadla k opěrce 23 cm
- Gumový stahovací matice tlumící klapání berle
- Maximální hmotnost uživatele: 130 kg
- Barevné provedení: Fialová předloketní manžeta s červenou odrazkou vpředu i vzadu
- Univerzální orientace: levá/pravá



## Berle francouzská duralová předloketní

K zapůjčení: 2 ks (1pár)

### Popis produktu:

Francouzská berle s pevnou otevřenou předloketní manžetou. Gumové zakončení zabezpečuje tiché použití. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku vám může předepsat neurolog, ortoped, praktický lékař, rehabilitace, chirurg, revmatolog.

Berle je vhodná jako pooperační a pórúrazová opora, při slabosti či nestabilitě, při ztrátě rovnováhy či artróze dolních končetin nebo degenerativním onemocnění dolní končetiny, pro nervosvalové poruchy/onemocnění.

**POZOR!!** Nepoužívat u pacientů, kteří váží nad 130 kg, nebo mají prokázánu alergii na některou složku části výrobku.

### Parametry:

- Nastavitelná výška: 86 cm - 98 cm
- Hmotnost berle: 570 g / ks
- Průměr opěrky: 10 cm
- Od držadla k opěrce 22 cm
- Gumový stahovací matice tlumící klapání berle
- Maximální hmotnost uživatele: 130 kg
- Barevné provedení: Černá předloketní manžeta
- Univerzální orientace: levá/pravá



## Berle francouzská duralová předloketní

K zapůjčení: 2 ks (1pár)

### Popis produktu:

Francouzská berle s pevnou otevřenou předloketní manžetou a měkkým madlem. Gumové zakončení zabezpečuje tiché použití. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku vám může předepsat neurolog, ortoped, praktický lékař, rehabilitace, chirurg, revmatolog.

Berle je vhodná jako pooperační a poúrazová opora, při slabosti či nestabilitě, při ztrátě rovnováhy či artróze dolních končetin nebo degenerativním onemocnění dolní končetiny, pro nervosvalové poruchy/onemocnění.

**POZOR!!** Nepoužívat u pacientů, kteří váží nad 130 kg, nebo mají prokázánu alergii na některou složku části výrobku.

### Parametry:

- Nastavitelná výška: 77 cm - 98 cm
- Hmotnost berle: 570 g / ks
- Průměr opěrky: 8,5 cm
- Od držadla k opěrce 23 cm
- Gumový stahovací matice tlumící klapání berle
- Maximální hmotnost uživatele: 130 kg
- Barevné provedení: Modrá předloketní manžeta s měkkým madlem
- Univerzální orientace: levá/pravá



## Sedačka do vany Thuasne V1214520

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Sedačka do vany je určena pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům osobní hygienu, eliminuje riziko pádu a zvyšuje soběstačnost.

Sedačka se dá vložit a vyjmout velmi rychle, širokými opěrkami se zapře o okraje vany. Perforované sedadlo z polypropylénu umožňuje odtok vody. Konstrukce z nerezavějící oceli a anodicky oxidovaného hliníku je naprosto nerezavějící. Sedačka má nastavitelnou výšku (3 polohy) a šířku a proto si uživatel nemusí sedat příliš nízko do vany.

**POZOR!!** Nepoužívat v případě demence, vážné poruchy rovnováhy či neschopnosti udržet se vsedě. Za žádných okolností byste tento výrobek neměli používat, pokud se domníváte, že by vám mohl hrozit pád.

### Parametry:

- Šířka mezi opěradly na ruce: 44-51 cm
- Nosnost max: 110 kg
- Celková výška: 27 cm
- Celková šířka (celkem): 65-72 cm
- Šířka sedadla: 42 cm
- Hloubka sedadla: 38 cm
- Výška sedadla: 0-12-22 cm
- Hmotnost: 3,2 kg
- Barevné provedení: bílá
- Materiál: plast



## Sedačka do sprchy AQUATEC

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Obdélníková přenosná stolička použitelná nejen do sprchového koutu. Je stabilní, pevná, a perforace na sedátku pro odtok vody, hliníkové nohy s antikorozií úpravou, teleskopicky nastavitelnou výšku sedu.

**POZOR!!** Nepoužívat v případě demence, vážné poruchy rovnováhy či neschopnosti udržet se vsedě. Za žádných okolností byste tento výrobek neměli používat, pokud se domníváte, že by vám mohl hrozit pád.

### Parametry:

- Nosnost max: 135 kg
- Výška sedu: 40-48 cm
- Rozměry sedadla: 35x21 cm
- Hmotnost: 3,2 kg
- Barevné provedení: šedá
- Materiál: plast a duralové trubky



## Koupelnová židle s opěrkou zad a madly, výškově nastavitelná

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Koupelnová židle s opěradlem a nastavitelnou výškou sedu je ideální pro seniory a hůře pohyblivé osoby. Koupelnová výškově stavitelná židle usnadňuje používání sprchového koutu. Koupelnová židle má hygienickou sedací plochu s protiskluzovým povrchem, zadní opěradlo a úchopy po stranách pro snadné vstávání. Opěrky pro ruce se dají dle potřeby jednoduše vysunout a zpět nasadit.

Židle má stabilní gumové podložky, je lehká.

### Parametry:

- Nosnost max: 136 kg
- Vnější rozteč nohou: 43 x 44 cm
- Celková výška: 74-86 cm
- Výška sedu: 42-54 cm
- Rozměry sedadla: 40 x 33 cm
- Hmotnost: 3,2 kg
- Barevné provedení: bílá (opěrky šedé)
- Materiál: plast a duralové trubky



## Toaletní křeslo

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Toaletní křeslo s čalouněním poskytuje optimální komfort a hygienu. Má polstrovaný sedák – prevence proti dekubitům. Má robustní loketní opěrky a silné opěradlo. Je určeno pro osoby se zdravotním postižením a poruchami pohybového ústrojí. Vhodné je také pro starší osoby, nebo ty, co mají problém s používáním standardní toaletní mísy. Usnadňuje a pomáhá při každodenních toaletních činnostech, umožňuje uspokojit fyziologické potřeby bez nutnosti vstávat z křesla.

Měkké sedadlo a zádová opěrka jsou voděodolné z omyvatelného materiálu, což umožňuje udržovat křeslo v perfektním hygienickém stavu. Sanitární nádoba se vyndává směrem nahoru po odklopení sedáku. Polstrovaný kryt toaletního otvoru umožňuje používat křeslo stejně jako standardní židli.

Křeslo má stabilní gumové podložky, je lehké.

### Parametry:

- Nosnost max: 175 kg
- Šířka mezi opěrkami: 44 cm
- Výška sedu: 50 cm
- Rozměry sedadla: 44 x 45 cm
- Výška opěrky: 39 cm
- Výška: 83,5 cm
- Šířka: 76 cm
- Délka: 66,5 cm
- Hmotnost: 15 kg
- Barevné provedení: světle modrá (mramorová)
- Materiál: omyvatelné čalounění a nerezová ocel



## Toaletní křeslo

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Toaletní křeslo s čalouněním poskytuje optimální komfort a hygienu. Má polstrovaný sedák – prevence proti dekubitům. Má loketní opěrky a silné opěradlo. Je určeno pro osoby se zdravotním postižením a poruchami pohybového ústrojí. Vhodné je také pro starší osoby, nebo ty, co mají problém s používáním standardní toaletní mísy. Usnadňuje a pomáhá při každodenních toaletních činnostech, umožňuje uspokojit fyziologické potřeby bez nutnosti vstávat z křesla.

Měkké sedadlo a zádová opěrka jsou voděodolné z omyvatelného materiálu, což umožňuje udržovat křeslo v perfektním hygienickém stavu. Sanitární nádoba se vyndává směrem nahoru po odklopení sedáku. Polstrovaný kryt toaletního otvoru umožňuje používat křeslo stejně jako standardní židli.

Křeslo má stabilní gumové podložky, je lehké.

### Parametry:

- Nosnost max: 130 kg
- Šířka mezi opěrkami: 48 cm
- Výška sedu: 50 cm
- Rozměry sedadla: 40 x 44 cm
- Výška opěrky: 39 cm
- Výška: 86 cm
- Šířka: 64 cm
- Délka: 45 cm
- Hmotnost: 8 kg
- Barevné provedení: bordó
- Materiál: omyvatelné čalounění a nerezová ocel



## Polohovací lůžko elektrické Burmeier

K zapůjčení: 2 ks

**Popis pomůcky:** Pečovatelské zdravotní lůžko vhodné pro všechny typy zařízení i do domácí péče. U zdravotní postele je možné elektricky nastavit celkovou výšku, zádovou část, nožní část, poloha křesla a nakloněné roviny, kde hlava zůstává a nohy jsou mírně pod úrovní hlavy. Elektrický rošt z dřevěných lamel zajistí uživateli komfortní a pohodlný spánek. Dále má elektrické lůžko dřevěné, posuvné postranice, kolečka s brzdou pro přesun pacienta. Konstrukce s kovovým rámem, spouštěcími bočnicemi a hrazdou zajišťuje bezpečné a kvalitní využití pro péči v domácím prostředí. Závěsná hrazda nad elektrickou postelí slouží k odlehčení pro zatěžované části těla pacienta a umožňuje měnit jeho polohu. Sklopné dřevěné boční zábrany zvyšují bezpečnost pacienta před pádem. Lůžko zapůjčujeme jen s platnou bezpečnostně technickou kontrolou a elektrevizí.

Zdravotní Matrace Top je určena pro celodenní ležení. Rozměry matrace 200 x 90 cm. Vysoce prodyšná zdravotní matrace s antidekubitní úpravou proti tvoření proleženin. Matrace je vyrobena z vysoce kvalitních certifikovaných materiálů. Matrace dodáváme v potahu Safr. Jedná se o certifikovaný potah, který zabraňuje propouštění tekutin k matraci a zároveň potah propouští vzduch, aby docházelo k dostatečnému proudění vzduchu.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Rošt:** Lamelový
- **Kola:** 4 ks s brzdou
- **Bočnice:** Dřevěné, spouštěcí nezávisle pravá a levá strana
- **Rozkládací:** lůžko je možné rozložit na bočnice, rošt, čela a hrazdu (zvládne i jedna šikovní osoba)
- **Dálkový ovladač:** ovládání polohy lůžka (pacient, nebo pečovatel)

### Parametry:

- Vnitřní rozměr lůžka: 90x200 cm ležící plochy
- Vnější rozměr lůžka: 105x220 cm
- Výška ložné plochy: 40-80 cm
- Hlavový díl nastavitelný: do 70°
- Nožní díl nastavitelný: do 35°
- Hmotnost: 95 kg
- Celková zátěž max: 185 kg
- Hmotnost uživatele max.: 145 kg
- Kola: každé s brzdou
- Hrazda závěsná: kovový rám a madlo plastové
- Barevné provedení: světlý dub
- Materiál: ocel s povrchovou úpravou a dřevotříska




Model: ECONOMIC II.

TYP.: 196812      SÉRIE: 01/13



Standardní  
vodorovná  
poloha.



Zdvih nohou,  
hlavy a zad,  
tzv. kolíbka.



Zdvih nohou  
do vodorovné  
polohy.



Zdvih nohou s  
pokrčenými  
koleny.



Zdvih hlavy a  
zad v různých  
úhlech.



Nastavení  
výšky celého  
lůžka.

## Polohovací lůžko elektrické Burmeier

K zapůjčení: 2 ks

**Popis pomůcky:** Pečovatelské zdravotní lůžko vhodné pro všechny typy zařízení i do domácí péče. U zdravotní postele je možné elektricky nastavit celkovou výšku, zádovou část, nožní část, poloha křesla a nakloněné roviny, kde hlava zůstává a nohy jsou mírně pod úrovní hlavy. Elektrický rošt z dřevěných lamel zajistí uživateli komfortní a pohodlný spánek. Dále má elektrické lůžko dřevěné, posuvné postranice, kolečka s brzdou pro přesun pacienta. Konstrukce s kovovým rámem, spouštěcími bočnicemi a hrazdou zajišťuje bezpečné a kvalitní využití pro péči v domácím prostředí. Závěsná hrazda nad elektrickou postelí slouží k odlehčení pro zatěžované části těla pacienta a umožňuje měnit jeho polohu. Sklopné dřevěné boční zábrany zvyšují bezpečnost pacienta před pádem. Lůžko zapůjčujeme jen s platnou bezpečnostně technickou kontrolou a elektrevizí.

Zdravotní Matrace Top je určena pro celodenní ležení. Rozměry matrace 200 x 90 cm. Vysoce prodyšná zdravotní matrace s antidekubitní úpravou proti tvoření proleženin. Matrace je vyrobena z vysoce kvalitních certifikovaných materiálů. Matrace dodáváme v potahu Safr. Jedná se o certifikovaný potah, který zabraňuje propouštění tekutin k matraci a zároveň potah propouští vzduch, aby docházelo k dostatečnému proudění vzduchu.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Rošt:** Lamelový
- **Kola:** 4 ks s brzdou
- **Bočnice:** Dřevěné, spouštěcí nezávisle pravá a levá strana
- **Rozkládací:** lůžko je možné rozložit na bočnice, rošt, čela a hrazdu (zvládne i jedna šikvná osoba)
- **Dálkový ovladač:** ovládání polohy lůžka (pacient, nebo pečovatel)

### Parametry:

- Vnitřní rozměr lůžka: 90x200 cm ležící plochy
- Vnější rozměr lůžka: 101x212 cm
- Výška ložné plochy: 24-64 cm
- Hlavový díl nastavitelný: do 70°
- Nožní díl nastavitelný: do 40°
- Hmotnost: 80 kg
- Celková zátěž max: 165 kg
- Hmotnost uživatele max.:145 kg
- Kola: každé s brzdou
- Hrazda závěsná: kovový rám a madlo plastové
- Barevné provedení: světlý dub
- Materiál: ocel s povrchovou úpravou a dřevotříska

Model: DALI II.

TYP.: 191232      SÉRIE: 08/08



## Magnetický rotoped TC 1520

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Magnetický rotoped TC 1520 je zařízení určené pro domácí rekreační trénink. Pomůže vám zlepšit váš celkový stav, posílit svaly a spálit nadbytečné kalorie. Rotoped je vybaven magnetickým systémem odporu o hmotnosti 5 kg, tréninkovým počítačem. Komfort používání zvyšují řídítka, potažená protiskluzovým materiálem, a pohodlné sedadlo s nastavitelnou výškou. Pedály s bezpečnostními popruhy, stabilizační kryty a zpevněná ocelová konstrukce zaručují bezpečnost při každém tréninku.

Zařízení nabízí několik stupňů zátěže a díky plynulému nastavení pomocí otočného knoflíku, který máte během tréninku vždy na dosah ruky, můžete snadno upravit úroveň obtížnosti podle Vašich individuálních preferencí.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, odolný proti poškození
- **Pedály:** s blokovacími popruhy
- **Sedadlo:** nastavitelná výška
- **Display:** rychlost, kalorie

### Parametry:

- Délka: 65 cm
- Šířka: 51 cm
- Výška: 136 cm (vč. řidítek)
- Výška sedu: 61-83
- Hmotnost: 50 kg

## WC nástavec měkčený

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Nástavec z měkkého plastu vyplněný pěnou o vysoké hustotě zajišťuje velmi komfortní sezení. Povrch je potažen voděodolnou PVC vrstvou. Měkkost nástavce ocení zejména osoby, pro něž je sezení na tvrdém povrchu nepříjemné či bolestivé. Nástavec má vpředu hygienický výřez a výšku 11 cm. Je určený pro nasazení na toaletní mísu, jeho instalace je snadná bez nutnosti použití náradí a bez nutnosti odmontovat toaletní prkénko. Z toaletní mísy jej pak lze snadno sundat a používat WC běžným způsobem. Díky odolnému omyvatelnému plastu se nástavec snadno čistí. Instalace je možná na jakoukoli běžnou toaletní mísu. Nosnost 185 kg.

K čištění nástavce používejte jemné čistící prostředky (mýdlová voda, neabrazivní saponáty- např. na nádobí), vyhněte se ostrým nástrojům, pískům a drsným houbičkám, které by mohly PVC povrch poškrábat/poničit. Pokud potřebujete nástavec dezinfikovat, používejte prostředky bez alkoholu a chlóru (díky těmto prostředkům časem měkčený plast zkřehne a popraská). Omývejte vlažnou vodou (!!!nevyvařovat, nemýt v myčce na nádobí). Po omytí nástavec otřete dosucha měkkým hadříkem.

Vhodné je tento nástavec kombinovat a madly.

Před každým použitím se ujistěte, že nástavec na toaletě pevně sedí a neposouvá se.

### Hlavní vlastnosti:

- **Povrch:** omyvatelný
- **Výstelka:** pěna o vysoké hustotě

### Parametry:

- Výška zvýšení: 11 cm
- Hmotnost: 2 kg
- Délka: 40 cm
- Šířka: 38 cm
- Instalace: pouze se osadí na okraj toaletní mísy, nebo prkénku, drží díky své pružnosti a tvaru bez nutnosti šroubování



## Čtyřkolové pevné chodítko

K zapůjčení: 1 ks

**Popis pomůcky:** Čtyřkolové pevné chodítko Ortopedia Kiel má pevnou konstrukci, nastavitelnou výšku. **POZOR – NEMÁ** parkovací brzdy!! je vybaveno odnímatelným košem, plexisklovou zásuvkou, pohodlným sedátkem a držákem na berle.

Při jízdě lze použít brzdy/páčky na obou madlech (tahem současně nahoru), parkovací brzdy se aktivují stlačením těchto páček směrem dolů.

### Hlavní vlastnosti:

- **Rám:** Ocelový, pevný čtyřkolový
- **Sedák:** Bez sedáku
- **Kola:** Malá, pojezdová 4 kolečka, bez brzd
- **Brzdy:** NEMÁ!!!
- **Opěrky:** bez opěrky
- **Skládací:** chodítko nelze složit

### Parametry:

- Výška chodítka: 80 – 95 cm
- Šířka vozíku: 52 cm
- Hloubka chodítka: 54 cm
- Průměr koleček: 7 cm,
- Nosnost: 125 kg
- Vzdálenost mezi rukojeti: 45,5 cm
- Hmotnost: 5,2 kg
- Barevné provedení: stříbrný rám



